



FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A.
Off. C/ Sicilia 143,
08013 Barcelona (SPAIN)
Tel.:+ 34-93-2314812 / Fax.:+ 34-93-2652863
E-mail: info@fresco.es
Web: www.fresco.es

TECHNICAL FILE SILICONE STARTING KIT

1- Identifikasjon av produkter

Navn på merkevaren: FRESCO

Kommersielt navn: Silikonstartsett

Produktbeskrivelse: 1 krukke (100g) silikon Bland-Rosé (Soft shore A 2-4)

1 krukke (100g) silikon Fresco (Medium Shore A 14-16)

20ml flytende katalysator Reaktol (se spesifikk doc. for mer informasjon).

Referanse: F-01926-00

Sanitærproduktklasse I norm 93/42 CEE.

1.1 Beskrivelse

Denne startpakken er for profesjonelle som ønsker å lære å bruke silikon og prøve den mest populære av Fresco silikonserien. Initieringssett sammensatt av en myk silikon, en halvmyk silikon, en katalysator og en DVD. Silikoner er elastomerer som retikulerer ved romtemperatur ved en polykondensasjonsreaksjon med en katalysator. De presenteres som en formbar pasta som forvandles til et elastisk og motstandsdyktig materiale med katalysatoren. Produktet kan også ledsages av en DVD med bruksanvisningen.

Det kan lett manipuleres med hendene.

Kun for profesjonell bruk.

1.2 Tekniske egenskaper

Formbar silikongummi som vulkaniserer ved romtemperatur, retikulert ved polykondensering.

Utseende..... Flytende pasta

Farger..... Blekrosa og rosa

Hardhet..... Land A (2-4 og 14-16)

Boiling point	: -
Flash point	: > 200°C
Ignition Temperature	: > 450°C
Density	: 1.06 – 1.09 gr. / cm ³ a 20°C
Elasticity	: 364% - 245%
100% modulus (Mpa)	: 0.19 – 0.56
Resistance to breakage (KN / m)	: 4.4 – 5.2
Resistance to breakage MPa	: 0.8 – 1.4
Water solubility	Practically not soluble
Ph index	: -
Hardness Shore A	: 2-4 – 14-16

Mekanisk motstand

Utmerket tth ermal motstand

Høy elastisitet og meget god sammentrekning

Påføring som en formbar pasta som genererer vulkanisert av minimal hardhet og utmerket mekanisk motstand.
Spesielt egnet som materiale for mugg og produsert for mangfoldig beskyttelse for fot (menneskekroppen).

2.- Produsent

NombreFRESCO INTERNATIONAL 2005, SA
Dirección C./ SICILIA, Nº 143
08013 BARCELONA (ESPAÑA)

3.- Sammensetning

Polydimetylsiloksan + silika
Bikomponent silisium elastomerer
Medisinske hvite oljer
Silikonoljer
Silikon pigmenter
Risikokomponenter - ingen

4.- Identifikasjon av fare

Negativ helseeffekt – ingen
Omgivelseeffekt – ingen
Fysisk og kjemisk risiko – ingen
Spesifikk risiko – ikke kjent

5 - Utløpsdato og partinummer

5.1 Utløpsdato:

Hvis produktet brukes og oppbevares under passende forhold som angitt i punkt nr. 9, garanterte produktets levetid i 5 år. Soleksponering kan variere sin opprinnelige colour.

5.2 Batch/lot-nummer:

Hvert produksjonsparti identifiseres med et batchnummer, noe som muliggjør en nøyaktig tilbakekalling av markedet om nødvendig. Partinummeret er oppgitt på alle fakturaer, separat for hver produktlinje. Partinummeret skrives også inn eller legges til hver produktpakke med et klistremerke.

6.- Nød- og førstehjelpsprosedyrer

InnåndingIngen spesielle krav

HudkontaktProduktet brukes i direkte kontakt med huden. Vi anbefaler at du ikke bruker produktet mer enn 14 til 16 timer om dagen, for å tillate respirasjon fra huden. Medisinsk faglig kan bølge denne anbefalingen, spesielt hvis pasienten etter en tilpasningsperiode føler at det ikke oppstår ubehag eller hudproblemer når de brukes i lengre perioder enn anbefalt.

Skyll med vann hvis produktet har blitt manipulert med reagenser. Hvis irritasjonen vedvarer, søk legespesialist.

InntakMedisinske oljer er ikke giftige, men ved svelging anbefaler vi å søke lege.

Ytterligere helseinformasjon: Ikke identifisert så langt.

7.- Anti-brennbare tiltak

-Produktet er brannfarlig over 250 °C

-Sørg for tilstrekkelige og regelmessige brannslukningsapparater, brann kan kontrolleres med sand, skum, karbondioksid.

-Bruk spesielt verneutstyr for brannslukking

8.- Tiltak som skal iverksettes i tilfelle ulykke

Forebyggende tiltak for personer: Spesielle tiltak er ikke nødvendige.

Tiltak for miljøvern: Følg den lokale standarden.

Metoder for innsamling / rengjøring:Hvis produktet helles, rengjør du rester med silikonolje når det er samlet opp, og fortsett med vann og vaskemiddel.

9.- Håndtering og lagring

Bruksråd: Når profesjonell har produktet, anbefaler vi å opprettholde avdekket, vil produktet opprettholde i perfekte forhold.

Lagringsforhold: Siden formelen inneholder oljer, er det ikke praktisk å holde produktet dekket over lange perioder. Oljer kan kondensere og avgi oljelukt.

Emballasjematerialer: Polyetylen stiv krukke, forseglet og pakket i en bølgepappeske for beskyttelse.

Spesielle transportindikasjoner: Ingen spesielle forholdsregler skal tas.

10.- Spesielle merknader

Ingen holdbarhet kjent, men minimum 5 års periode er gitt som garanti. Excessiv varme myker produktet og mister sin opprinnelige egenskap.

Andre data:

Informasjonen som gis skal betraktes som en beskrivelse av de relevante kravene til produktets sikkerhet, ikke en garanti og erstatter ikke arbeidet til profesjonell helsepersonell, legg inn en forespørsel til Fresco International 2005 S.A. i tvilstilfeller.

VIKTIG MERKNAD

Flytende katalysatorer som brukes til herding, kan forårsake noen form for irritasjon når de blandes hvis mengden av katalysatoren er overdreven. Det anbefales å rengjøre hendene før og etter bruk når du lager silikonortose.

Analyse utført på 'Laboratorio General d'Assaigs e Investigacions' tilskrevet Department of Industry and Energy av Generalitat de Catalunya effektiv 20 mars 1997, indikerer mengden av katalyser som ikke irriterer huden når manipulert er i området 0,5% - 1,9%, over denne ringte dermic reaksjon kan vises etter 24h.

Når ortosen er laget for bedre sikkerhet ved eliminering av rester, kan stykket vaskes, men når silikonet allerede er hardt, mister katalysatoren sin effekt.

Silikoner skal ikke brukes i åpne sår.

Vi har tilgjengelig dokumentasjon for denne analysen.

Fresco International 2005 S.A., påtar seg ikke ansvar for misbruk av de produserte produktene, eller hvis de brukes til en annen aktivitet, er vilkårene for bruken ikke under vår kontroll.

FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A.
N.I.F. A-63702633
C/ Sicilia, 143, Bjs. - 08013 BARCELONA
Tel. 93 231 47 00 / Fax 93 265 28 63



1ª Edición 01/01/1999

Revisado 20/03/2018

Mr. Aitor Fresco
Electro-Mechanic engineer
General Manager
Fresco International 2005, S.A.